



Ce tableau vous aide dans le choix et la quantité de tubes à prélever en fonction des analyses prescrites.
Le détail est disponible dans le catalogue des analyses <https://ch-beziers.manuelprelevement.fr/>.

Type de tube	Examens prescrits	Nb de tubes requis	Précautions
TUBE CITRATE 0,109M 	TP, TCA, TCK, Fibrinogène, héparinémie HNF, activité AntiXa HBPM, Facteurs, DDimères	1 tube	→ Remplir impérativement jusqu'au trait de jauge
	AT3, Ac anti PF 4	1 tube	
	Plaquettes sur citrate	1 tube	
TUBE SEC 	Sérologie : Hépatite A, B, C, HIV, Toxoplasmose, Rubéole, EBV, CMV, Syphilis Médicament : Lithium Protéines spécifiques : Electrophorèse des protéines, Immunofixation	1 tube	→ Tube bien rempli, sinon prévoir un second tube
TUBE HEPARINE 	Biochimie générale : Urée, Créatinine, Ionogramme, Protides, Glycémie (soins critiques uniquement), Réserve alcaline, CRP, PCT, Magnésium Bilan hépatique : Transaminase, phosphatase alcaline, GGT, Bilirubine, Lipase Bilan cardiaque : Troponine, Myoglobine, CPK, NT-Pro-BNP Bilan lipidique : Cholestérol, Triglycérides, HDL, LDL Protéines spécifiques : Albumine, Orosomucoïde, pré albumine, B2 Microglobuline, Dépistage des toxiques : barbiturique, benzodiazépines, alcool Pharmacologie : acide valproïque, Digoxine, gentamicine, paracétamol Hormonologie : TSH, T4, T3, FSH, LH, Cortisol, vitamines, PTH Marqueurs tumoraux : CA 15.3, CA 12.5, CA 19.9, PSA, ACE, AFP Autres B12, Folates sériques Protéines spécifiques : Haptoglobuline, IgA, IgM, IgG, Bilan martial : Ferritine, CST	1 tube	→ Tube bien rempli, sinon prévoir un second tube
TUBE EDTA 	NFS, Paludisme	1 tube	
	HbA1c	1 tube (obligatoire)	
	Folates érythrocytaires	1 tube	
	 Attention à ne pas confondre avec le tube EDTA pour les groupes (grands tubes) et les tubes violets pour quantifierons		
	Ammoniémie	1 tube	→ Transport immédiat et réfrigéré
TUBE FLUORE 	Lactates	1 tube	→ Transport immédiat et réfrigéré
	Glycémie (sauf soins critiques)	1 tube	
	Hyperglycémie provoquée	1 tube par prélèvement	→ Prélèvements à heures précises



Type de tube	Examens prescrits	Nb de tubes requis	Précautions
SERINGUE HEPARINEE 	Gaz du sang, pH, CarboxyHb, MetHb, Lactates	1 seringue	→ Transport immédiat
TUBE URINE MARRON  4ml	Chimie : Ionogramme, Glucose, Protéines Calcium, Phosphore, Magnésium, Acide urique, urée, créatinine et microalbuminurie, ph, acétone, nitrite, osmolarité, albumine, Dépistage des toxiques : barbituriques, cocaïne, benzodiazépines, amphétamine, alcool, cannabis, opiacés, méthadone	1 tube	
	Expéditions CERBA : voir manuel de prélèvement	2 tubes ou 1tube 10ml	
TUBE URINE KAKI Avec acide borique  4ml	Examen cyto bactériologique des urines : miction, sondage, poche, urines pyéliqués Antigènes urinaires : légionelle, pneumocoque	1 tube	
FLACON URINES 24H  3000ml	Clairance créatinine, créatinine, urée, ionogramme, calcium, glucose, protéines, phosphore, magnésium, acide urique, urée, créatinine et microalbuminurie, albumine, Bence jones	Tube Se référer aux analyses	→Noter diurèse →Formulaire requis →envoyer tubes uniquement

Kits à commander au laboratoire (principaux contenants et bons de prescription)

- Liquide Céphalo Rachidien (recherche de protéine de TAU / Alzheimer = tube spécifique)
- Ponctions
- Ponctions ostéo-articulaires au bloc
- Quantiférons (4 tubes)